

GreenWorld Maska na oči s turmalínem a magnety - červená

Obchod: Worldgreen.cz

E-mail: info@netnakup.cz

Telefon: +420 720 278 200

Odkaz: <https://worldgreen.cz/greenworld-mask-na-oci-s-turmalinem-magnety-cervena/>



Kód zboží: 2037

Značka: Green World

Popis:

Maska na oči je vyrobena ze speciální látky, vytvořené technikou "tekutého turmalínu" s magnety a krystaly turmalínu o průměru 5 mm.

Dlouhovlnné infračervené záření, které turmalín začíná vylučovat po zahřátí od těla, záporné ionty, magnetické pole (1300 Gauss), hluboce pronikající, ničí aktivní radikály a jiné škodlivé látky v těle. Vzniká efekt rezonanční absorpce, při němž se uvolňují hladké svaly, cévní stěny, zlepšuje se krevní oběh v očích a mozku, zvyšuje obsah kyslíku a živin v krvi, aktivuje se energetika buněk, zlepšuje funkce nervového systému, zvyšuje ochranná funkce buněk, zlepšuje zrak a sluch. Maska na oči s turmalínem a magnety vyvolává účinek, který se podobá masáži, akupresuře prsty a akupunktuře v čínské medicíně.

Turmalínová maska obnovuje a posiluje lidské biopole, snižuje škodlivý vliv geopatogenních, bioenergetických, impulzních a elektromagnetických účinků. Za podmínky stálého používání masky se zvyšuje vitalita a odolnost vůči stresu, normalizuje se spánek, zlepšuje paměť, emoční pozadí se stává pozitivnějším. Proto je turmalínová maska na oči doporučována zejména pro studenty, intelektuály, lidi, kteří tráví mnoho času s počítačem. Kromě toho nastupuje i kosmetický efekt - zmenšují se otoky a tmavé kruhy pod očima. Současné uvolnění negativních iontů, dlouhovlnného infračerveného záření, mikroproudů, stopových prvků přináší dobrý dlouhodobý zdravotní efekt.

Výrobek funguje bez připojení ke zdroji napájení, nabíjí se od slunce nebo jakéhokoliv zdroje tepla (radiátor topení, žehlička do 60 stupňů Celsia). Je to "věčná" sluneční baterie.

3 hodiny solárního nabíjení stačí na 7-10 dní práce. Používání masky na oči je velice pohodlné. Má vysokou kvalitu, estetický design a lze ji použít kdykoli, aniž by překážela v každodenním životě, práci nebo výuce. Když pracujete na počítači, masku k odstranění únavy očí lze použít častěji - několikrát denně po 10-15 minutách.

Indikace k použití masky na oči:

- křeč akomodace (falešná krátkozrakost);
- pokles zrakové ostrosti;
- dalekozrakost vyvolaná věkem;

- astigmatismus;
- počáteční fáze katarakty;
- únava očí po práci na počítači;
- únava očí po sledování televize;
- stres;
- zhoršení paměti;
- bolesti hlavy;
- zvýšená únava;
- závratě;
- poruchy spánku, nespavost;
- zhoršení sluch;
- otoky pod očima a drobné vrásky;
- pigmentační skvrny na pleti obličeje.

Doporučení pro používání: Přiložit masku stranou s krystaly turmalínu na oblast očí (obdobně jako brýle) a zajistit gumičkou na hlavě. Doba aplikace 5-10 minut 2x denně. Léčebná kúra trvá 3 měsíce. Následuje jednoměsíční přestávka. Poté lze kúru opakovat. V případě nespavosti se může maska aplikovat na čelní oblasti hlavy před spánkem a to na 15-20 minut.

V místech aplikace masky může vzniknout zarudnutí kůže. Zarudnutí a pocit slabého pálení jsou běžné jevy. Jakmile je maska odstraněna, po krátké době zmizí.

Preventivní opatření: Masku na oči s turmalínem a magnety se nesmí používat při vysoké teplotě, náchylnosti ke krvácení, poruchách teplotní citlivosti, a také v oblastech s čerstvým poškozením kůže. Při akutních zraněních měkkých tkání může být maska použita nejdříve po uplynutí 24-48 hodin. Masku na oči by měla být používána s opatrností u pacientů s kardiostimulátory. V případě individuální náchylnosti k alergiím výrobek by měl být používán s opatrností. Těhotné ženy, kojící matky, malé děti by se měly vyhnout jejího používání vůbec.

Péče o výrobek: Při praní nepoužívejte prací prostředky, bělidla, obyčejné mýdlo. Doporučuje se lehké přeprání v čisté vodě o teplotě 40-45 stupňů s použitím speciálního turmalínového mýdla nebo přírodních mycích prostředků. Doba namáčení a mytí - do 5 minut. Sušit za obvyklých podmínek v rozložené podobě, bez použití strojového sušení nebo tepelných přístrojů, nežehlit.

Parametry:

- Počet bodů: 15
- Univerzální velikost

Fotky:

